




- 5er Pack (sortiert oder sortenrein) witzige Motive in spezieller Größe, passend für Kinder
  - Getestet als konform zu Typ IIR nach EN 14683:2019 mit  $\geq 98\%$  Filterung von Bakterien
  - Hergestellt aus 3-lagigem Vliesstoff mit schmelzgeblasenem Gewebefilter
  - Fabrik mit zertifiziertem Qualitätsmanagement-System nach ISO 13485
- 5pcs pack (sorted or single variety) with funny prints in special size, suitable for children
  - Tested to conform to type IIR according to EN 14683:2019,  $\geq 98\%$  filtration of bacteria
  - Manufactured with 3 layers of non-woven fabric with a melt-blown fabric filter
  - Factory with certified quality management system according to ISO 13485

## KINDER-MUND-NASEN-SCHUTZ TYP IIR DISPOSABLE KIDS MASK TYPE IIR

### EIGENSCHAFTEN | ATTRIBUTES

<b>ART TYPE</b>	Halbmaske mit Nasensteg <i>half mask with adjustable nose clip</i>
<b>MATERIAL MATERIAL</b>	3-lagiger Vliesstoff, luftdurchlässig, feuchtigkeitsbeständig, hypoallergen <i>3ply with non-woven fabric, breathable, moisture resistant, hypoallergenic</i>
<b>GRÖSSE SIZE</b>	145 x 95 mm
<b>FARBE COLOR</b>	modellabhängig <i>depending on the model</i>
<b>VERWENDUNG USAGE</b>	Für den Einmalgebrauch, Tragedauer max. 8 Std Infektionsschutz, Luftverschmutzung, Pollen <i>Created for one time use, continuous use max. 8 hrs protection from infection, air pollution, pollen</i>
<b>HALTBARKEIT VALIDITY</b>	36 Monate ab Produktion <i>36 month from production</i>
<b>QUALITÄTSSTANDARD QUALITY STANDARD</b>	Typ IIR, unsteril <i>Type IIR, non-sterile</i>
<b>FILTERLEISTUNG FILTER PERFORMANCE</b>	BFE $\geq 98\%$
<b>NORM NORM</b>	93/42/EEC: EN 14683:2019
<b>ZERTIFIKATE CERTIFICATES</b>	CE, ISO 13485
<b>KLASSIFIZIERUNG CLASSIFICATION</b>	Klasse 1 <i>Class 1</i>
<b>LAGERUNG STORAGE</b>	Bei Raumtemperatur und ohne direkte Sonneneinstrahlung trocken lagern. Aufbewahrung in einem sauberen, gut belüfteten Lager ohne korrosive Gase und einer Luftfeuchtigkeit unter 80%. <i>Store at room temperature without direct sunlight. Store in a hygienic and well-ventilated warehouse without corrosive gas and relative humidity below 80%.</i>



a TREKSTOR brand



**PRAXISDIENST**  
Medical Supplies since 1953

**Order here!**

### VERPACKUNGSEINHEITEN | PACKING UNITS

<b>ARTIKEL-NR.   EAN   PZN ITEM NUMBER   EAN   PZN</b>	① Boys Mix Pack 30760 4046735307607   16881899	② Monkey Style 30761 4046735307614   16881913	③ Blue Panda 30762 4046735307621   16881936
	④ Prehistoric 30763 4046735307638   16881942	⑤ Traffic 30764 4046735307645   16881959	⑥ Dino Babies 30765 4046735307652   16881965
	④ Girls Mix Pack 30770 4046735307706   16881971	⑤ Pink Hearts 30771 4046735307713   16881988	⑥ Wildlife 30772 4046735307720   16881994
	⑩ Pink Panda 30773 4046735307737   16882002	⑩ Paw Prints 30774 4046735307744   16888915	⑩ Unicorns 30775 4046735307751   16888921