

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – Pad steril, Saugkompressen



Produktdaten:

Product Specification:

Produkt- beschreibung:

Product Description:

Gebrauchsfertige Saugkompressen aus Vliesstoff mit Zellulosekern, steril.
Ready for use absorbent pads, sterile, made of non-woven fabric with cellulose core, sterile.

Bemerkungen:

Remarks:

Zur äußeren Wundversorgung stark sezernierender Wunden.
For external wound dressing of heavy secrete wounds.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® – Pad, steril, einzeln verpackt, in einer Box / sterile, single packed, in a box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Saugkomresse/ Absorbent pad	10 cm x 10 cm	60 x 1 Stk./ pcs.	25400	4046153005420	2072848	10
Saugkomresse/ Absorbent pad	10 cm x 20 cm	30 x 1 Stk./ pcs.	25410	4046153005444	2072877	10
Saugkomresse/ Absorbent pad	20 cm x 20 cm	30 x 1 Stk./ pcs.	25430	4046153005482	2072914	6
Saugkomresse/ Absorbent pad	20 cm x 40 cm	25 x 1 Stk./ pcs.	25440	4046153005505	02072920	4

Qualitätssicherung:

Quality Management:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG / MDA, Directive 93/42/EEC
CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level
CE- Klassifizierung: Klasse Is / CE- Classification: Class Is

Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 Years

Sterilisations- methode:

Sterilisation Method:

Ethylenoxid (EO) / Ethylene-oxide (EO)

Material:

Material:

Polypropylen-Vliesstoff (Umhüllung) / Polypropylene non-woven fabric (covering)
Spinnvlies-Meltblown-Spinnvlies (SMS)-Vliesstoff, feuchtigkeitsundurchlässig (Umhüllung)/
Spunbondet-Meltblown-Spunbondet (SMS) non-woven fabric
Zellulosekern (Kern) / Cellulose (Core)

Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further informations about the symbols on our homepage www.MaiMed.de