

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed[®] – pore

Produktdaten:

Product Specification:

Produkt- beschreibung:

Product Description:

Weißes Heft- und Fixierpflaster auf der Rolle. Längs und quer reißbar.

Aus porösem Vlies mit Polyacrylat-Kleber.

White adhesive plaster on a roll. Tearable lengthwise and crosswise. Made of non-woven porous fabric and polyacrylate adhesive.

Bemerkungen:

Remarks:

Zur komfortablen Befestigung von Verbänden.

For convenient fixing of bandages.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed[®] – pore, unsteril, in Box/non sterile, in a box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/Color	Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
Heftpflaster/ Adhesive plaster	1,25 cm x 9,1 m	weiß/white	○ 24 Stk./pcs.	77175	4046153027903	4002616	24
Heftpflaster/ Adhesive plaster	2,50 cm x 9,1 m	weiß/white	○ 12 Stk./pcs.	77180	4046153027941	4002622	24
Heftpflaster/ Adhesive plaster	5,00 cm x 9,1 m	weiß/white	○ 6 Stk./pcs.	77185	4046153027965	4002674	24

Qualitätssicherung:

Quality Management:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

Trägermaterial: Vliesstoff

Backing material: Non-woven fabric

Kleber: Polyacrylat-Kleber

Adhesive: Polyacrylate adhesive

Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further informations about the symbols on our homepage www.MaiMed.de