


Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed[®] – silk



Produktdaten:

Product Specification:

Produkt- beschreibung:

Product Description:

Weißes Heft- und Fixierpflaster auf der Rolle. Längs und quer reißbar.
Aus Kunstseidentaft mit Polyacrylat-Kleber.
White, adhesive plaster on a roll. Tearable lengthwise and crosswise. Made of artificial silk taffeta fabric with polyacrylate adhesive.

Bemerkungen:

Remarks:

Zur Befestigung von Kompressen, Binden, Kathetern, Kanülen, Ernährungs- und Luftröhrenschläuchen, Drainagen, Sonden und Wundverbänden.
For fixing of catheters, cannulas, food and trachea tubes, drainages, probes and wounddressing

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed[®] – silk, unsteril, in einer Box/non-sterile, in a box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/Colour	Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
Heftpflaster/ Adhesive plaster	1,25 cm x 9,1 m	weiß/white	○ 24 Stk./pcs.	77115	4046153027682	4002579	24
Heftpflaster/ Adhesive plaster	2,50 cm x 9,1 m	weiß/white	○ 12 Stk./pcs.	77120	4046153027743	4002585	24
Heftpflaster/ Adhesive plaster	5,00 cm x 9,1 m	weiß/white	○ 6 Stk./pcs.	77125	4046153027781	4002591	24

Qualitätssicherung:

Quality Management:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG / MDA, Directive 93/42/EEC
CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level
CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

Trägermaterial: Kunstseidentaft
Backing material: Artificial silk taffeta fabric

Kleber: Polyacrylat
Adhesive: Polyacrylate

Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further informations about the symbols on our homepage www.MaiMed.de